

ACCU-CHEK® Guide

Obtenez un
 glycomètre **Accu-Chek Guide**
GRATUIT*!

Parlez à un pharmacien pour obtenir votre
 glycomètre **Accu-Chek Guide GRATUIT***.
 De plus, obtenez **mySugr® PRO GRATUITEMENT****



Connecte à mySugr®

* Avec l'achat de bandelettes Accu-Chek Guide. | ** Téléchargez mySugr et profitez de plus de fonctionnalités avec mySugr PRO lorsque vous connectez et importez les données de votre glycomètre Accu-Chek Guide (valeur de 37,99 \$ par année). Afin de conserver l'accès à toutes les fonctions PRO, il vous faut transférer vos valeurs de glycémie au moins une fois tous les 30 jours.

La confiance de plus de 5 millions d'utilisateurs
 enregistrés **dans le monde¹**.

« Remarquable et efficace...
 ...mySugr me permet de suivre mes données nécessaires
 dans un format concis, intuitif et sans papier. J'apprécie
 particulièrement le graphique de suivi des tendances
 facile à lire. Oh, et ai-je bien dit sans papier? Tout
 le monde y gagne; moi et l'environnement! »

Utilisateur de l'App Store | Août 2020 |



Téléchargez l'appli mySugr dès maintenant!



Accès à partir d'appareils intelligents compatibles avec:



1. Au 19 juin 2023.
 2. Note moyenne de l'application dans l'App Store et Google Play Store dans le monde entier, 01-03-2023, 31-05-2023.

mySugr®
 Vos données sur le diabète
 à un seul endroit!



Faites passer votre gestion du diabète au
niveau supérieur.

Profitez de fonctionnalités avancées: ajout de
 photos de ce que vous mangez et buvez pour vous
 aider à comprendre l'influence de votre alimentation
 sur votre glycémie, ou création et partage de
 rapports avec votre équipe de soins!

Obtenez **GRATUITEMENT mySugr PRO**** lorsque
 vous connectez et importez les données de votre
 glycomètre **Accu-Chek Guide!**
 (Valeur de 37,99 \$ par année)


Application mySugr	Base	PRO
Enregistrement de données personnalisé	✓	✓
Estimation de l'HbA1c [‡]	✓	✓
Rapports	CSV	CSV, PDF, Excel
Photos des repas		✓
Rappels de mesures de glycémie		✓
Défis stimulants		✓

et bien plus!

[‡] L'estimation de l'HbA1c (eHbA1c) est basée sur vos mesures enregistrées ou importées et ne remplace pas les mesures réelles de l'HbA1c. Pour obtenir votre eHbA1c, vous devez enregistrer ou importer vos mesures de glycémie 3 fois par jour pendant 7 jours.

Là pour vous à tout moment,
n'importe où.

mySugr comprend le diabète. L'application a été conçue pour et par des personnes vivant avec le diabète.



L'application mySugr sera à vos côtés tout au long de votre parcours avec le diabète, vous aidant à rester motivé, confiant et prêt à apprivoiser le monstre!

Vous n'avez pas à affronter le diabète seul!



Pour en savoir plus,
visitez **AppmySugr.ca**

La gestion du diabète est plus facile
avec **mySugr!**



Démarrer avec **mySugr** et
Accu-Chek Guide:


- 1 Activez le Bluetooth® sur votre appareil intelligent.
- 2 Sélectionnez «Connexions» dans le menu.



- **Retour d'information motivant**
Défis et commentaires pour vous aider à aller de l'avant.
- **Enregistrement de données rapide et facile**
Suivez votre glycémie, vos repas, votre activité et plus encore.
- **Graphiques de glycémie intelligents**
Obtenez des informations approfondies sur vos données de diabète grâce à l'analyse instantanée des 7, 14, 30 et 90 derniers jours.
- **Estimation de l'HbA1c†**
Un conseil utile pour vous aider à rester sur la bonne voie.

†L'estimation de l'HbA1c (eHbA1c) est basée sur vos mesures enregistrées ou importées et ne remplace pas les mesures réelles de l'HbA1c. Pour obtenir votre eHbA1c, vous devez enregistrer ou importer vos mesures de glycémie 3 fois par jour pendant 7 jours.

- 3 Sélectionnez «Accu-Chek Guide» et cliquez sur «Connecter».



- 4 Allumez le glycomètre Accu-Chek Guide et accédez à vos «Réglages».
- 5 Sélectionnez «Sans fil» et appuyez sur «OK». Puis, sélectionnez «Liaison» et appuyez sur «OK». Enfin, sélectionnez «Lier dispositif» et appuyez sur «OK».
- 6 Entrez le code affiché sur votre glycomètre dans la notification de votre appareil intelligent et confirmez le jumelage.
- 7 Retournez à «Sans fil» dans les réglages de votre glycomètre et activez «Envoi automatique» pour permettre le transfert automatique des valeurs de glycémie dans le Journal de bord mySugr.

Roche

Le jumelage parfait!

Découvrez le système **Accu-Chek® Guide**



Accu-Chek Guide se synchronise rapidement avec l'application mySugr.

Il suffit de le jumeler une fois pour que vos valeurs soient transférées automatiquement de votre glycomètre à l'application. Connaître votre glycémie et surveiller vos données n'a jamais été aussi simple!

accu-chek.ca

ACCUCHEK GUIDE et MYSUGR sont des marques de commerce de Roche.
APPLE, le logo APPLE, APP STORE et APPLE HEALTH sont des marques de commerce d'Apple Inc.
Android, Google Play, le logo Google Play et Google Fit sont des marques de commerce de Google LLC.
© 2023 Roche Soins du diabète. CA-1747 10066296001